

NW-PIPQJ

移液器

- 手动可调式移液器涵盖量程0.1-2.5 μ L, 0.5-10 μ L, 2-20 μ L, 5-50 μ L, 10-100 μ L, 20-200 μ L, 100-1000 μ L, 1000-5000 μ L, 1000-10000 μ L
- 可半支121°高温高压灭菌和紫外线灭菌, 可拆卸式组件便于维护。
- 下半支可徒手拆卸。
- 轻便且设计符合人机功效学, 数字视窗, 所设量程一目了然。
- 使用附件工具, 能方便快捷的进行校准和维修。
- 精确分液, 每支移液器都遵照EN/ISO8655标准进行校准, 并且精确度和精密度均优于ISO8655。
- 管嘴连件具有高化学稳定性。

- 基本配置
手动移液器
校准工具/开帽器
硅脂 (1g)
移液器挂钩

根据 ISO8655-6标准重量测试法出具的QC证书
快速操作指南



型号	规格	增量	测量点 μ L	最大允许误差 不准确性%	最大允许误差 不精确性%
0.1~2.5 μ L	0.1~2.5 μ L	0.05 μ L	1.25 μ L	$\pm$ 3.00%	3.00%
			0.25 μ L	$\pm$ 12.00%	6.00%
			10 μ L	$\pm$ 1.00%	0.80%
0.5~10 μ L	0.5~10 μ L	0.1 μ L	5 μ L	$\pm$ 1.50%	1.50%
			1 μ L	$\pm$ 2.50%	1.50%
			20 μ L	$\pm$ 0.90%	0.40%
2~20 μ L	2~20 μ L	0.5 μ L	10 μ L	$\pm$ 1.20%	1.00%
			2 μ L	$\pm$ 3.00%	2.00%
			50 μ L	$\pm$ 0.60%	0.30%
5~50 μ L	5~50 μ L	0.5 μ L	25 μ L	$\pm$ 0.90%	0.60%
			5 μ L	$\pm$ 2.00%	2.00%
			100 μ L	$\pm$ 0.80%	0.20%
10~100 μ L	10~100 μ L	1.0 μ L	50 μ L	$\pm$ 1.00%	0.40%
			10 μ L	$\pm$ 3.00%	1.00%
			200 μ L	$\pm$ 0.60%	0.20%
20~200 μ L	20~200 μ L	1.0 μ L	100 μ L	$\pm$ 0.80%	0.30%
			20 μ L	$\pm$ 2.50%	0.80%
			1000 μ L	$\pm$ 0.60%	0.20%
100~1000 μ L	100~1000 μ L	5.0 μ L	500 μ L	$\pm$ 0.70%	0.25%
			100 μ L	$\pm$ 2.00%	0.70%
			5000 μ L	$\pm$ 0.50%	0.20%
1000~5000 μ L	1000~5000 μ L	50.0 μ L	2500 μ L	$\pm$ 0.60%	0.30%
			1000 μ L	$\pm$ 0.70%	0.30%
			10000 μ L	$\pm$ 0.60%	0.20%
1~10 mL	1~10 mL	100 μ L	5000 μ L	$\pm$ 1.20%	0.30%
			1000 μ L	$\pm$ 3.00%	0.60%